

Swep Duo Käsिमoppi r-MicroPlus Pro

Vaikeasti saavutettavien paikkojen ja muotojen puhdistamiseen.



Tuotekuvaus

Swep Duo käsिमoppi r-MicroPlus Pro on kaksipuolinen käsिमoppi, joka mahdollistaa vaikeasti saavutettavien paikkojen ja muotojen, kuten sängynrunkojen ja kaiteiden puhdistukseen. Se suojaa samalla myös kolhuilta. Käsिमopissa on ainutlaatuinen kennomainen 3D-nukkarakenne, joka tarjoaa hyvää puhdistustehoa sekä mukautuvuutta pinnoille.

Swep Duo käsिमoppi r-MicroPlus Pro soveltuu käytettäväksi esivalmisteltuna ja siinä on hyvä puhdistuskapasiteetti. Sille on myös myönnetty Joutsenmerkki, mikä takaa, että moppi täyttää tiukat ympäristö-, laatu- ja hygieniastandardit.

Käyttökohteet

Swep Duo Käsिमoppi r-MicroPlus Pro soveltuu oivallisesti esimerkiksi kalusteiden, kaiteiden, huonekalujen, ovien sekä muiden hankalamuotoisten pintojen puhdistukseen. Mopin pienet harjakset hankaavat kiinnittyneenkin lian ja 3D-nukka kerää lian sekä mukautuu pinnan epätasaisuuksiin.

Edut

- ✓ Kaksipuolinen käsिमoppi, joka mahdollistaa vaikeasti saavutettavien paikkojen, kuten sängynrunkojen ja kaiteiden puhdistuksen
- ✓ Käsिमoppi auttaa suojaamaan kolhuilta
- ✓ Mikrokuidun erinomainen puhdistusteho
- ✓ Valmistettu jopa 75 % kierrätysmateriaaleista
- ✓ Jopa 99,99% bakteerilian poistokyky. Testattu laboratio-olosuhteissa P.aeruginosa- ja S.aureus patogeeneillä riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta
- ✓ Joutsenmerkitty



Tuotteen huolto ja esivalmistelu

Tutustu huolellisesti pesu- ja huolto-ohjeisiin ennen moppien käyttöönottoa, ja seuraa annettuja ohjeita. Vileda Professionalin esivalmisteluohjeet ovat katsottavissa ja ladattavissa osoitteessa www.vileda-professional.fi/downloads. Esivalmisteluohjeet ovat viitteellisiä yleisarvoja, parhaan lopputuloksen saamiseksi suosittelemme ohjeistuksen räätälöintiä kohteen mukaan.

Lisätietoa saat myös oman alueesi Vileda Professional aluepäälliköltä: www.vileda-professional.fi/contact-us.

Tuotenumero	Tuote	Koko (cm)	Kpl/ltk
171653	Swep Duo Käsिमoppi r-MicroPlus Pro	29x16	10